


SILLA EMS

Silla mágica de alta calidad,
entrenador del suelo pélvico para
solucionar la incontinencia urinaria.



SILLA EMS

- ✦ La Silla de Incontinencia Urinaria EMS es un dispositivo no invasivo utilizado para tratar diversos problemas relacionados con el piso pélvico, como la incontinencia urinaria, la pérdida de tono vaginal y la disfunción del suelo pélvico, que puede ocurrir después de un parto o por envejecimiento.
- ✦ Utiliza una tecnología de estimulación electromagnética de alta intensidad para fortalecer y tonificar los músculos del piso pélvico, ayudando a restablecer el control de la vejiga, mejorar la función sexual y prevenir problemas como el prolapso de los órganos pélvicos.





APLICACIÓN

Este tratamiento funciona rápidamente y se ve mejora en el control de la vejiga después de recibir su primer tratamiento.

A medida que continúe recibiendo sesiones adicionales, sus fugas, accidentes y otros problemas urinarios disminuirán gradualmente.




Tecnología



Este producto utiliza tecnología de pulso enfocado en energía electromagnética, todo el tratamiento es seguro y no invasivo.

La energía puede penetrar profundamente en los músculos del suelo pélvico y estimular toda el área del suelo pélvico.

Un tratamiento equivale a 12.000 contracciones musculares del suelo pélvico, que pueden fortalecer los músculos de la cuenca, evitar la pérdida de orina y mejorar la sensibilidad sexual.



La tecnología emite energía electromagnética enfocada que induce contracciones musculares supramáximas en la región del suelo pélvico.



Healtech
medic.

VENTAJAS

- ✓ Tecnología no invasiva, sin ninguna lesión o molestia.
- ✓ Simula más de 10.000 ejercicios de Kegel para tonificar.
- + ✓ Sin dolor.
- ✓ Sin anestesia.
- ✓ Sin período de recuperación.

BENEFICIOS:

Healtech
medic.



EN MUJERES

- Reducción de la incontinencia urinaria
- Alivio de la protuberancia vaginal
- Tratamiento del prolapso uterino
- Reducción del dolor pélvico



EN HOMBRES

- Mejora de la disfunción sexual (eyaculación precoz, impotencia)
- Tratamiento de enfermedades de la próstata
- Reducción de la incontinencia urinaria
- Fortalecimiento del control eyaculatorio



ESPECIFICACIONES

Unidades de venta: Un solo artículo

Tamaño de paquete único: 94X82X86 cm

Peso bruto único: 38,100 kilos

Consumo de energía: 2.3KVA

Frecuencia: 0-60 Hz

Forma de estimulación: Pulso de onda bifásica

Voltaje: 110 V/220 V 50-60 Hz

Electromagnético : 0-13,46 Tesla

Intensidad de salida: 2.5t





Beneficios

- +  Garantía de un año.
- +  Capacitación para usar el equipo de forma correcta y responsable.
- +  Soporte y asesoría continua.